

مؤشرات للاستخدام

يستخدم **BlanQuest Professional Whitening Treatment Kit** لتبييض الأسنان الداكنة نتيجة تناول الأطعمة ومشروبات ذات الصبغات الداكنة ، و أيضاً لون الأسنان المتأثر بالأدوية أو الصدمات التي تؤدي الى تبقق الأسنان.

تركيبة **BlanQuest Pro Kit** هي بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 35% . يكمن استخدامه بمفرده أو مع مسرع التبييض. في بعض الحالات، و للحصول على نتائج إضافية ممكن استخدام التبييض المنزلي **BlanQuest Home Whitening Kit** أو **LuxBrite Personal Teeth Whitening Accelerator**.

BlanQuest Pro Kit مصمم للاستخدام في عيادة الأسنان فقط بواسطة أخصائي أسنان. من الأفضل إجراء فحص للتأكد من عدم وجود اي مشكلة تتعلق بصحة الفم . توقعاتك لنتائج التبييض يجب أن تكون واقعية بناءً على الفحص . معظم النتائج أظهرت تغيير من 3 إلى 8 درجات على دليل **VITA Classical Shade**. حالة الأسنان ، العمر ، تضاريس السن ، النظام الغذائي ، نظافة الفم ، إلخ ، تؤثر على النتيجة.

قد تكون النتائج أفضل على الأسنان ذات بقع صفراء وبنية ناتجة عن تناول مشروبات وأطعمة ذات صبغة داكنة وتدخين مقارنة بالنتائج على الأسنان المتأثر لونها من التتراسيكلين أو أدوية الأخرى تؤدي الى تبقق الأسنان. التيجان وأنواع الترميمات الأخرى لن يتغير لونها بالتبييض. للحصول على لون موحد ، قد تتطلب الترميمات استبدال بلون الأسنان الطبيعية بعد إجراء التبييض.



GloboDent

BlanQuest
PRO

الموانع:

غير مناسب لـ:

الحوامل و المرضعات.

الأطفال ما دون 16 عام.

الذين يتعالجون من امراض خطيرة (ضعف المناعة ، السرطان ، الإيدز).

الذين لديهم حساسية للبيروكسيدات أو الجليكول.

الاحتياطات:

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

يُحفظ في مكان بارد بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.

عند الاستخدام ، ارتدي ملابس ونظارات واقية.

قبل الإجراء:

الخطوة 1: حدد درجة بياض الأسنان باستخدام Vita Guide.

الخطوة 2: قم بعمل فحص للفم و حدد نتائج التبييض المرغوبة و أفضل خطة علاج.

الخطوة 3: ضع فيتامين E أو كريم لحماية الشفايف.

الخطوة 4: ضع نظارات حماية العيون على المريض.

الخطوة 5: ضع ضمام الفم و قطعة القماش الواقية للوجه حول الضام.

الخطوة 6: إذا لزم الأمر ، ضع لفافات قطنية في وسط دهليز الفم العلوية والسفلية و ضع حماية إضافية

للشفايف على المناطق المكشوفة.



GloboDent

BlanQuest
PRO

الإجراء:

الخطوة 7: جفف الأسنان واللثة.

الخطوة 8: اعزل الأسنان التي سيتم تبييضها باستخدام مادة حماية اللثة GloboDent Gingival Protection بحيث ألا يظهر اي نسيج وردي بين الأسنان واللثة. قد تدفئ مادة حماية اللثة عند المعالجة بالضوء، للتقليل من الحماية قم بمعالجة الضوء بحركة دائرية. في حال استخدام ضوء مسرع التبييض، اتبع التوصيات المقدمة من مزود الضوء.

الخطوة 9: ضع طبقة بسماكة 2 - 3 مم من جل التبييض GloboDent BlanQuest 35% على الأسطح الشفوية من الأسنان. يجب أن يكون الجل لزجًا ولا يسيل.

الخطوة 10: وضية المريض: يكون مستلقيًا في زاوية 45 درجة قادر على البلع بشكل مريح مع الحفاظ على الضغط الخفيف من ضام الفم على العضة.

جلسات التبييض

الخطوة 11: في حال استخدام مسرع التبييض: اضبط الضوء بحيث تعرض منطقة الابتسامة للضوء . أكمل 3 جلسات مدة 14 دقيقة لكل جلسة.

بعد كل جلسة ، قم بإزالة الجل من سطح الأسنان باستخدام الشفط فقط. يمكن وضع فيتامين E إضافي اذا لزم الأمر. لا تستخدم الماء للشطف بين الجلسات. كرر الاجراء مرتين إضافيتين ليصبح المجموع ثلاث مرات.



GloboDent

BlanQuest
PRO

بعد الإجراء

- الخطوة 12: بعد نهاية الجلسة الأخيرة و إزالة جل التبييض، ضع طبقة بسماكة 1 مم من جل اعادة التمعدن GloboDent Remineralizing Gel. المكوّن الفعال من GloboDent Remineralizing Gel يقوي ويعيد تمعدن مينا الأسنان و يقلل من مخاطر حساسية الأسنان. اترك الجل على الأسنان لمدة 3-5 دقائق.
- الخطوة 13: قم بإزالة جل إعادة التمعدن ، بالإضافة الى حماية اللثة ، ضام الفم ، لفافات القطن ، و نظارات حماية العيون.
- الخطوة 14: اشطف فم المريض بالماء.
- الخطوة 15: اظهر للمريض نتيجة التبييض.

نقاط مهمة

- ينصح المريض بعدم تناول الأطعمة أو المشروبات ذات صبغة (قهوة ، شاي ، معكرونة حمراء ، إلخ) لمدة يومين بعد التبييض.
- للحصول على نتائج إضافية ، يمكن للمريض إعادة هذا الإجراء أو استخدام التبييض المنزلي GloboDent BlanQuest Home Whitening Kit غير مناسب للحوامل أو المرضعات والأطفال دون سن 16 عام.

التخزين:

- يحفظ بدرجة حرارة 2 - 10 درجات مئوية . التخزين في درجات حرارة تزيد عن 10 درجات مئوية تؤدي إلى التقليل من مدة الصلاحية.

GloboDent Headquarters

27131 Cinco Ranch Blvd. Ste 600-203
Katy, TX 77494
Ph: +1 (281) 712.8764
Email: info@globodent.com

www.globodent.com